





Espaciador de hidrogel

Crea espacio para llevar la vida de siempre

Minimizando los posibles efectos secundarios de la radioterapia contra el cáncer de próstata

El espaciador de hidrogel es un hidrogel absorbible a base de PEG que crea temporalmente un espacio entre la próstata y el recto. Está diseñado para reducir la dosis de radiación que recibe el recto y ayudar a minimizar los efectos secundarios de la radioterapia.

La radioterapia puede ser eficaz en el tratamiento del cáncer de próstata, pero al igual que con cualquier otro procedimiento, existen posibles efectos secundarios.



La próstata está junto al recto. Debido a esta proximidad, la radioterapia de próstata puede causar involuntariamente daños en el recto, lo que puede provocar problemas con la función intestinal.

El espaciador de hidrogel está diseñado para crear temporalmente un espacio entre la próstata y el recto, y reducir la dosis de radiación recibida por el recto durante la radioterapia prostática, lo que puede minimizar los daños en dicha zona.

Más espacio puede traducirse en una mejor calidad de vida*1-3

✓ Menos efectos secundarios a largo plazo

✓ Mayor probabilidad de experimentar una capacidad de erección y de orgasmo favorable

✓ Un deterioro significativamente menor de la función urinaria e intestinal

*en comparación con pacientes sin espaciador



Preguntas frecuentes

¿De qué está hecho?

El espaciador de hidrogel es un material de gel blando compuesto principalmente de agua y polietilenglicol (PEG), que se utiliza habitualmente en otros implantes médicos. El material es biodegradable y está diseñado para que el cuerpo lo absorba de forma natural.

¿Dónde se realiza el procedimiento?

El procedimiento para implantar el espaciador de hidrogel suele ser un procedimiento ambulatorio de corta duración y puede realizarse en una consulta médica, hospital o clínica antes de comenzar la radioterapia.

¿El espaciador de hidrogel se utiliza de manera generalizada?

El espaciador de hidrogel es actualmente una de las opciones preferidas por médicos y pacientes antes de la radioterapia. Se utiliza en los principales centros oncológicos y con la mayoría de los tipos de radioterapia. Numerosos oncólogos radioterápicos, urólogos y radiólogos intervencionistas recomiendan el espaciador de hidrogel para sus pacientes con cáncer de próstata.

Más información en www.urologymatters.com



“Cuando supe más sobre el espaciador de hidrogel, tuve muy claro que no me sometería a radioterapia sin él”.

– Pierre, Plano, TX | Paciente con espaciador de hidrogel

Escuche lo que cuentan otros pacientes.

Escanee el código QR con la cámara del teléfono o visite www.urologymatters.com

1. Abra la aplicación de cámara de su teléfono
2. Apunte la cámara al cuadrado del código QR y su teléfono reconocerá el código
3. Pulse la notificación que aparece en la pantalla para visitar el sitio web



Para obtener más información sobre el espaciador de hidrogel o acceder a más recursos, visite www.urologymatters.com

Esta guía es informativa y no pretende sustituir un análisis exhaustivo con su médico.

Información importante de seguridad

Los espaciadores de hidrogel están indicados para reducir la cantidad de radiación que recibe el recto durante la radioterapia para el cáncer de próstata mediante la creación de más espacio entre la próstata y el recto. Los productos mantienen el espacio durante aproximadamente 12 semanas y el cuerpo los absorbe y elimina de forma natural en unos 6 meses, pero pueden tardar más tiempo en absorberse por completo. Los espaciadores de hidrogel contienen polietilenglicol (PEG) y uno de ellos contiene además yodo. No se ha estudiado el uso de estos productos en pacientes sensibles o alérgicos a estos materiales. Al igual que con cualquier procedimiento médico, existen riesgos asociados al procedimiento y al uso del dispositivo, incluida la implantación a largo plazo. Los riesgos incluyen, entre otros: dolor asociado con la inyección, dolor o molestias causados por el hidrogel, inflamación en la zona de aplicación, infección (incluidos abscesos), incapacidad para orinar, necesidad urgente de orinar o defecar, estreñimiento, espasmo muscular rectal, daño en el revestimiento del recto, úlceras, fístula (orificio entre el recto y la vejiga, la uretra o la piel bajo el escroto), perforación (orificio en la próstata, la vejiga, la uretra, el recto), necrosis (tejido muerto), reacción alérgica (reacción local o una reacción más grave, como la anafilaxia), embolia (cabe la posibilidad de que se produzca una obstrucción en un vaso sanguíneo, pudiendo ocurrir fuera de la pelvis y afectar a órganos vitales o a las piernas), desmayo (que puede ir desde una breve pérdida del conocimiento hasta síntomas más graves en los que podría ser necesaria la reanimación cardiopulmonar), hemorragia. Los pacientes que se han sometido previamente a radioterapia pélvica pueden tener un mayor riesgo de que se produzca una fístula. Si se presentan una o más de estas complicaciones, es posible que necesite someterse a tratamiento médico o cirugía. Asegúrese de hablar con su médico para comprender bien todos los riesgos y beneficios asociados al uso de este producto.

1. Mariados N, Sylvester J, Shah D, et al. Hydrogel spacer prospective multicenter randomized controlled pivotal trial: Dosimetric and clinical effects of perirectal spacer application in men undergoing prostate image guided intensity modulated radiation therapy. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2015 Aug 1;92(5):971-7.
2. Hamstra DA, Mariados N, Sylvester J, et al. Continued benefit to rectal separation for prostate radiation therapy: Final results of a phase III trial. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2017 Apr 1;97(5):976-85.
3. Hamstra DA, Mariados N, Sylvester J, et al. Sexual quality of life following prostate intensity modulated radiation therapy (IMRT) with a rectal/prostate spacer: Secondary analysis of a phase 3 trial. *Pract Radiat Oncol*. 2018 Jan - Feb;8(1):e7-e15.

Los resultados de los estudios de casos no son necesariamente indicativos de los resultados de otros casos. Los resultados pueden variar en otros casos. El contenido de este material tiene un carácter meramente informativo y no representa consejo médico. BSC recomienda encarecidamente que consulte con su médico en todo lo relacionado con su salud o para resolver cualquier pregunta. PRECAUCIÓN: Las leyes solo permiten la venta de estos dispositivos bajo prescripción facultativa. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se encuentran en la etiqueta del producto suministrada con cada dispositivo o en www.IFU-BSCI.com. Estos productos se muestran únicamente con fines INFORMATIVOS y es posible que no estén aprobados o no se puedan vender en determinados países. Material no concebido para su uso en Francia. Todas las imágenes son propiedad de Boston Scientific. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Boston Scientific

Advancing science for life™

www.BostonScientific.eu
©2026 de Boston Scientific Corporation o sus afiliados. Todos los derechos reservados.

UROPH-623715-AD NOV 2026
C€0344



Boston Scientific se dedica a transformar vidas mediante soluciones médicas innovadoras que mejoran la salud de pacientes de todo el mundo.